



## **AGFA DRYSTAR 3000 MEDICAL LASER DRY THERMAL IMAGER PRINTER**

**SKU:** ET032022

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                   0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone       0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro               0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                       0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Röntgen & Durchleuchtung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.                   0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone       0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro               0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                       0049 40 3 61 61 - 257



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

