



AGILENT DAKO PT LINK PT200 FÜR VORBEHANDLUNG ENTPARAFFINIERUNGREHYDRIERUNG EPIT

SKU: AZ122024

zzgl. Versandkosten



Categories: <u>Laborequipment</u>

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Agilent Dako PT Link PT200 ist ein fortschrittliches Gerät für die automatisierte Vorbehandlung von Gewebeproben. Mit Funktionen wie der Entparaffinierung und Rehydrierung stellt es sicher, dass Proben effizient und zuverlässig für weiterführende Analysen in der Immunhistochemie und anderen mikrobiologischen Untersuchungen vorbereitet werden. Das Gerät verbessert die Laborarbeit, indem es eine höhere Präzision, Reproduzierbarkeit und Effizienz bietet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE







