



## **ALARIS CAREFUSION ALARIS CC GUARDRAILS PLUS SPRITZENPUMPE**

**SKU:** BJ102024

**345,00 € 280,80 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

Die **Alaris Carefusion Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe** gewährleistet präzise und sichere Medikamentenapplikation durch integrierte Guardrails-Technologie, die Fehlbedienungen minimiert. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in klinischen Umgebungen und unterstützt eine zuverlässige Infusionstherapie.



---

**Categories:** [Infusionspumpe](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe von CareFusion ist ein medizinisches Gerät, das in der Infusionstherapie eingesetzt wird. Sie ist Teil des Alaris-Infusionssystems und bietet eine Vielzahl von Funktionen zur sicheren Verabreichung von Medikamenten und Flüssigkeiten an Patienten.

Einige der Hauptmerkmale der Alaris CC Guardrails Plus Spritzenpumpe sind:

1. **Sicherheit:** Das System bietet integrierte Sicherheitsfunktionen, die dazu beitragen, Medikationsfehler zu reduzieren. Dazu gehören Programmierwarnungen und Dosisgrenzen.
2. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie einfach zu bedienen ist, was die Programmierung und Überwachung der Infusion erleichtert.
3. **Flexibilität:** Die Pumpe kann für verschiedene Arten von Infusionen verwendet werden, einschließlich kontinuierlicher Infusionen und Bolusgaben.
4. **Datenmanagement:** Die Pumpe kann mit einem zentralen Überwachungssystem verbunden werden, um Daten



über die Infusionstherapie zu sammeln und zu analysieren.

5. **Kompatibilität:** Sie ist oft mit anderen Geräten im Alaris-System kompatibel, was eine nahtlose Integration in bestehende medizinische Systeme ermöglicht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

