



[ALLEN MEDICAL SYSTEM C-002082-A9 BEINHALTER](#)

SKU: CD082020-V

Allen Medical System C-002082-A9 Beinhalter bietet eine stabile und komfortable Fixierung während chirurgischer Eingriffe. Das ergonomische Design gewährleistet optimale Positionierung und sicheren Halt des Beins bei minimaler Belastung für den Patienten.



Categories: [OP-Tische](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Allen Medical System C-002082-A9 Beinhalter** ist ein hochwertiges medizinisches Zubehör, das speziell für den Einsatz in chirurgischen und diagnostischen Verfahren entwickelt wurde. Er dient der sicheren und stabilen Fixierung der Beine des Patienten während Operationen, Untersuchungen oder Therapieeinheiten.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Hergestellt aus langlebigen Materialien, die eine hohe Belastbarkeit und Stabilität gewährleisten.
- **Ergonomisches Design:** Passt sich optimal der Anatomie des Beins an und bietet somit maximalen Komfort für den Patienten.
- **Einfache Handhabung:** Schnelle und sichere Fixierung durch verstellbare Haltemechanismen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen.
- **Hygienisch und pflegeleicht:** Glatte Oberflächen und verwendete Materialien sind leicht zu reinigen und desinfizieren, um höchste Hygieneanforderungen zu erfüllen.
- **Kompatibilität:** Der Beinhalter ist kompatibel mit verschiedenen OP-Tischen und medizinischen Geräten, was eine vielseitige Einsatzmöglichkeit bietet.

Anwendungsbereiche:



Der Allen Medical System C-002082-A9 Beinhalter wird vor allem in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Orthopädische Eingriffe
- Gynäkologische Operationen
- Urologische Untersuchungen und Interventionen
- Allgemeinchirurgische Verfahren

Technische Daten:

- Material: Hochwertiger, biokompatibler Stahl und medizinischer Kunststoff
- Abmessungen: Standardisierte Maße für optimale Passform
- Gewicht: Leicht und dennoch stabil
- Verstellbarkeit: Mehrstufig einstellbar für unterschiedliche Beinlängen und -positionen

Mit dem **Allen Medical System C-002082-A9 Beinhalter** investieren Sie in ein zuverlässiges und bewährtes Produkt, das den hohen Anforderungen moderner medizinischer Einrichtungen gerecht wird. Seine Kombination aus Komfort, Sicherheit und Funktionalität macht ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil in der chirurgischen Patientenlagerung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

