



ALMEDICA 30 WATT BRUTSCHRANK INKUBATOR

SKU: CW122017

99,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Inkubatoren und Reanimation](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der ideale Kleinbrutschrank für die kleine und mittlere Bakteriologie

Abmessungen

Gehäuse : Ca 30 x 17 x 17 cm

Nutzraum : Ca 21 x 14,5 x 11 cm

Leistung . 30 Watt

- Fix eingestellte Temperatur 35 +- 2°C, justierbar bis auf ca. 42°C.
- Temperaturjustierschraube ist unter einer Abdeckkappe verborgen, um unbeabsichtigtes Verstellen der Temperatur zu verhindern
- Fest eingebautes, von aussen gut ablesbares Kontrollthermometer
- Zwei getrennte Kontrollleuchten für Netz- und Heizungskontrolle
- Leicht und handlich
- Kann aufgestellt und aufgehängt werden
- vertikal und horizontal



- Der als Zubehör lieferbare Einlegeboden ist aus einbrennlackiertem Aluminium, formschön und unverwüßlich

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 3 kg



GALLERIE

