



## [ALOKA LINEAR 5.0 - 10.0 MHZ UST-5546](#)

**SKU:** G052019

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

gepflegt  
Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

Frequency 5- 10.0 Mhz

Anwendung. Small Part, Schilddrüse, Mamma

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

