



ALOKA LINEAR 5.0 - 10.0 MHZ UST-5546

SKU: G052019

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 &
SSD-3500

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .Aloka SSD-4000 & SSD-3500

Frequency 5- 10.0 Mhz

Anwendung. Small Part, Schilddrüse, Mamma

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

