



## [ALOKA PHASED ARRAY UST-5256-3.5 KARDIO](#)

**SKU:** X042013-02

Phased Array Sonde 3.5 Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . UST 5256-3.5

Phased Array Ultraschallkopf 2.5Mhz für ALOKA SSD-2200 ; SSD-2000 , ...

Anwendung : Kardio

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

