



[ALOKA PROSOUND ALPHA 6 + UST-568 + UST-9124+ UST-9123](#)

SKU: EA102022

7.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **ALOKA ProSound Alpha 6** kombiniert mit den Sonden **UST-568**, **UST-9124** und **UST-9123** bietet hochauflösende Ultraschalldiagnostik für präzise Bildgebung in verschiedensten klinischen Anwendungen. Dieses System überzeugt durch intuitive Bedienbarkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten, um eine zuverlässige und effiziente Patientenversorgung zu gewährleisten.



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **ALOKA ProSound Alpha 6** ist ein hochmodernes Ultraschallsystem, das sich durch seine herausragende Bildqualität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten auszeichnet. Es wurde speziell für den Einsatz in der medizinischen Diagnostik entwickelt und bietet eine intuitive Bedienung sowie eine robuste Bauweise, die den Anforderungen in Klinik und Praxis gerecht wird.

Im Lieferumfang enthalten sind die hochwertigen Sonden **UST-568**, **UST-9124** und **UST-9123**, die das System optimal ergänzen und vielfältige Untersuchungen ermöglichen:

- **UST-568:** Konvexsonde für abdominale Untersuchungen mit hervorragender Eindringtiefe und Auflösung.
- **UST-9124:** Linearsonde für oberflächliche Strukturen, ideal zur Darstellung von Gefäßen, Muskeln und kleinen Organen.



- **UST-9123:** Phased-Array-Sonde für kardiologische Anwendungen mit präziser Bildgebung des Herzens und der großen Gefäße.

Das System bietet:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Dank modernster Signalverarbeitungstechnologien werden feinste Details sichtbar gemacht.
- **Vielseitige Untersuchungsmöglichkeiten:** Abdominal-, kardiologische und oberflächliche Diagnostik mit nur einem Gerät.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisches Design unterstützen effizientes Arbeiten.
- **Robustheit und Mobilität:** Kompaktes Design und stabile Bauweise für den flexiblen Einsatz.

Das **ALOKA ProSound Alpha 6** mit den Sonden **UST-568**, **UST-9124** und **UST-9123** stellt somit eine umfassende Lösung für diagnostische Ultraschalluntersuchungen dar. Es unterstützt Mediziner dabei, präzise Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

