



**ALOKA UST-5283- 2.5 KARDIO PHASED  
ARRAY 2.14 - 3.75 MHZ**

**SKU:** BA022019

zzgl. [Versandkosten](#)

Phased Array Sonde 2.5 Mhz  
Im sehr guten gepflegten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . UST 5283-2.5

Phased Array Ultraschallkopf 2.5Mhz für ALOKA SSD-2200 ; , ...

Anwendung : Kardio

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

