



**ALOKA UST-5286-2.5 / 2.5 MHZ PHASED
ARRAY SECTOR PROBE / SONDE**

SKU: R122012-01

Phased Array Sonde 2.5 Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . UST 5286 2.5
Phased Array Ultraschallkopf 2.5Mhz für ALOKA SSD-5000 ; SSD-5500 , ...
Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

