



## [ALOKA UST-5524-7.5 MHZ LINEAR SONDE](#)

**SKU:** B072013-02 // FV012021-VK // DU022022-K

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000,  
ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 5-10 MHz

Anwendung. Schilddrüse Mamma Small parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet unter anderem für .Aloka ssd-900 , ssd-1000, ssd-1400 und ssd-1700

Frequenz . 3-6 MHz

Anwendung. Schilddrüse Mamma Small Parts

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)



Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

