



## [ALOKA UST-5548 VASCULAR LINEARSONDE](#)

SKU: EZ102024-K

~~1.899,00 €~~ **1.287,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Aloka UST-5548 ist ein Ultraschalltransducer (Schallkopf), der in der medizinischen Bildgebung verwendet wird, insbesondere in der Kardiologie und anderen Bereichen, in denen hochauflösende Ultraschalluntersuchungen erforderlich sind. Hier sind einige wichtige Merkmale und Anwendungen des UST-5548:

1. **Frequenz:** Der UST-5548 arbeitet typischerweise mit einer Frequenz von 5 bis 10 MHz, was eine gute Bildqualität bei der Untersuchung von oberflächlichen Strukturen ermöglicht.
2. **Anwendung:** Dieser Schallkopf wird häufig für transthorakale Echokardiogramme (TTE) eingesetzt, um das Herz und die umgebenden Strukturen zu visualisieren. Er kann auch in anderen Bereichen wie der abdominalen Ultraschalluntersuchung verwendet werden.
3. **Bildqualität:** Der UST-5548 bietet eine hohe Bildauflösung, die es Ärzten ermöglicht, detaillierte Informationen über die Anatomie und Funktion des Herzens sowie anderer Organe zu erhalten.
4. **Ergonomisches Design:** Der Schallkopf ist so gestaltet, dass er einfach zu handhaben ist und eine bequeme Anwendung während der Untersuchung ermöglicht.
5. **Kompatibilität:** Der UST-5548 ist mit verschiedenen Aloka-Ultraschallgeräten kompatibel, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug in der klinischen Praxis macht.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

