



## [AMBU AVIEW 2 ADVANCE ENDOSCOPY DISPLAY MONITOR](#)

**SKU:** E092025

Das **AMBU aView 2 Advance** ist ein hochauflösender Endoskopie-Display-Monitor, der durch seine klare Bilddarstellung und intuitive Bedienung eine präzise Visualisierung während endoskopischer Eingriffe ermöglicht. Dank seiner robusten Bauweise und portablen Konstruktion eignet er sich ideal für den flexiblen Einsatz im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Endoskopie und Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **MBU aView 2 Advance Endoscopy Display Monitor** ist ein hochmodernes Anzeigegerät, das speziell für den Einsatz in der endoskopischen Bildgebung entwickelt wurde. Mit seiner herausragenden Bildqualität und fortschrittlichen Technologie unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und minimalinvasive Eingriffe effizient durchzuführen.

### Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösendes Display:** Der Monitor bietet eine brillante, gestochen scharfe Bilddarstellung mit hoher Auflösung, die feinste Details während endoskopischer Untersuchungen sichtbar macht.
- **Optimierte Farbdarstellung:** Dank fortschrittlicher Farbkalibrierung werden anatomische Strukturen naturgetreu wiedergegeben, was die Differenzierung von Gewebe erleichtert.
- **Großzügige Bildschirmgröße:** Mit einer großzügigen Diagonale ermöglicht der aView 2 Advance eine komfortable Betrachtung und verbessert die ergonomische Arbeitsweise im OP.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der Monitor ist kompatibel mit verschiedenen Endoskopiesystemen und bietet mehrere digitale und analoge Schnittstellen für eine flexible Integration.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist speziell für den medizinischen Einsatz konzipiert, leicht



zu reinigen und beständig gegen Desinfektionsmittel, um höchste Hygienestandards zu gewährleisten.

- **Einfache Bedienung:** Intuitive Benutzeroberfläche und ergonomisch platzierte Bedienelemente ermöglichen eine schnelle Anpassung der Bildeinstellungen während des Eingriffs.
- **Ergonomische Montageoptionen:** Der Monitor kann flexibel an verschiedenen Halterungen befestigt werden, um optimale Sichtverhältnisse zu gewährleisten und den Arbeitsplatz im Operationssaal zu optimieren.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Bildschirmgröße: ca. 21,5 Zoll (abhängig vom Modell)
- Auflösung: Full HD (1920 x 1080 Pixel) oder höher
- Helligkeit: Hochwertige LED-Hintergrundbeleuchtung für exzellente Sichtbarkeit
- Kontrastverhältnis: Optimiert für klare und kontrastreiche Bilddarstellung
- Anschlüsse: HDMI, DVI, VGA, USB, sowie spezielle medizinische Schnittstellen
- Gehäuse: IP-schutzklassenkonform für Spritzwasserschutz und einfache Reinigung

Der **MBU aView 2 Advance Endoscopy Display Monitor** ist eine erstklassige Lösung für Krankenhäuser, Kliniken und Praxen, die Wert auf eine präzise Visualisierung und zuverlässige Technik im Bereich der Endoskopie legen. Er trägt entscheidend dazu bei, die Qualität der Patientenversorgung zu steigern und die Effizienz endoskopischer Verfahren zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

