




[AMELUNG COAGULOMETER 410 A 4B](#)

SKU: CL072024

985,90 € 817,83 €

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der AMELUNG Coagulometer 410 A 4B ist ein medizinisches Gerät, das zur Bestimmung der Blutgerinnung verwendet wird. Es wird häufig in Kliniken und Labors eingesetzt, um verschiedene Gerinnungsparameter zu messen, die für die Diagnose und Überwachung von Blutgerinnungsstörungen wichtig sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

