



[ANETIC AID QA3™ PATIENTENSTRETCHER TROLLEY STRETCHER](#)

SKU: EH042024

~~2.699,00 €~~ **1.170,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Anetic Aid QA3™ Patientenstretcher ist ein moderner und vielseitiger Patientenstuhl, der in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt wird. Hier sind einige Merkmale und Vorteile des QA3™:

1. **Vielseitigkeit:** Der Stretcher kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden, einschließlich Notfalltransport, chirurgische Vorbereitungen und allgemeine Patientenmobilität.
2. **Ergonomisches Design:** Der QA3™ ist so konzipiert, dass er sowohl für das medizinische Personal als auch für die Patienten komfortabel ist. Die Höhenverstellbarkeit ermöglicht eine einfache Handhabung.
3. **Sicherheit:** Der Stretcher verfügt über Sicherheitsmerkmale wie stabile Bremsen und eine robuste Konstruktion, um die Sicherheit der Patienten während des Transports zu gewährleisten.
4. **Leicht zu reinigen:** Die Materialien sind so gewählt, dass sie leicht zu reinigen und desinfizieren sind, was in einem klinischen Umfeld von großer Bedeutung ist.
5. **Zubehör:** Oft gibt es verschiedene Zubehörteile oder Optionen, die den Stretcher an spezifische Bedürfnisse anpassen können.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

