




[ARGUS MCM 504 INFUSION PUMPE](#)

SKU: ES012026

zzgl. [Versandkosten](#)

Wichtiger Hinweis: Bei Erwerb von Gebrauchtgeräten ist der Käufer für die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Kontrollen (STK) verantwortlich.



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Argus MCM 504** ist eine **volumetrische Infusionspumpe, die ursprünglich von der ARGUS Medical AG (heute Teil von CODAN)** entwickelt wurde und häufig unter Markennamen wie **Fresenius** oder **Vial** vertrieben wurde. Sie dient der präzisen Verabreichung von flüssigen Medikamenten, parenteraler Ernährung oder Blutprodukten in klinischen Bereichen.

Technische Merkmale & Sicherheit

Das Gerät basiert auf einer linearen Schieberperistaltik und bietet verschiedene Sicherheitsmechanismen:

- **Beatmungsmodi:** Unterstützt die Infusion im Bereich von Standardanwendungen bis hin zu spezialisierten Therapien.
- **Sicherheitseinrichtungen:** Verfügt über Luftsensoren, Verschluss-Kontroll-Systeme (OCS) und einen Tropfensensor (optional). Eine mechanische Klemme verhindert den freien Fluss ("Free-Flow"), wenn die Gerätetür geöffnet wird.
- **Energieversorgung:** Betrieb über Netzanschluss oder den internen Akku (typischerweise ein **12V NiCd-Akku** mit ca. 1,6 Ah bis 1,8 Ah).
- **Kompatibilität:** Es besteht eine wichtige Sicherheitswarnung des **BfArM**, wonach bestimmte B.Braun "Original Infusomat"-Leitungen nicht mit der MCM 504 verwendet werden dürfen, da dies zu unkontrolliertem Free-Flow führen kann.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

