



[ARIZANT HEALTHCARE 3M BAIR HUGGER MODELL 775 REF- 77510 ERWÄRMUNG EINHEIT](#)

SKU: FF102025

Die **Arizant Healthcare 3M Bair Hugger Modell 775 Erwärmungseinheit** gewährleistet eine sichere und effiziente Patientenwärmung während chirurgischer Eingriffe, um Hypothermie vorzubeugen. Das Gerät bietet präzise Temperaturkontrolle und zuverlässige Leistung für optimale thermische Unterstützung im klinischen Umfeld.



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Arizant Healthcare 3M Bair Hugger Modell 775 Erwärmungseinheit (Ref: 77510)** ist eine hochentwickelte medizinische Vorrichtung, die speziell zur präoperativen, intraoperativen und postoperativen Temperaturkontrolle bei Patienten entwickelt wurde. Dieses Gerät sorgt für eine effektive und sichere Erwärmung, um die Körpertemperatur des Patienten während chirurgischer Eingriffe oder in der Intensivpflege zu stabilisieren und somit Komplikationen durch Unterkühlung zu minimieren.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Temperaturkontrolle:** Die Einheit verfügt über eine fortschrittliche Regelungstechnologie, die eine konstante und gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet, um eine optimale Patientenerwärmung zu garantieren.
- **Benutzerfreundliches Design:** Intuitive Bedienelemente und ein übersichtliches Display ermöglichen eine einfache Handhabung und Überwachung der Temperatureinstellungen durch medizinisches Fachpersonal.
- **Hohe Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Bair Hugger-Systemen und Zubehör, was eine flexible Integration in bestehende klinische Abläufe ermöglicht.



- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarm- und Überwachungssysteme sorgen für die Einhaltung sicherer Betriebstemperaturen und schützen Patienten vor Überhitzung.
- **Robuste Bauweise:** Das Gerät ist für den zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Krankenhausumgebungen konzipiert und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit aus.

Anwendungsgebiete:

Das Bair Hugger Modell 775 wird vorwiegend in Operationssälen, Intensivstationen und anderen klinischen Bereichen eingesetzt, in denen eine kontrollierte Wärmezufuhr entscheidend ist. Es unterstützt die Vermeidung von perioperativer Hypothermie, verbessert die Patientensicherheit und trägt zur schnelleren Genesung bei.

Technische Spezifikationen (Auszug):

- Spannungsversorgung: Standard Krankenhausstromversorgung
- Temperaturregelung: Digital, mit mehreren voreingestellten Programmen
- Abmessungen: Kompakt und mobil für flexible Platzierung
- Schnittstellen: Anschlussmöglichkeiten für verschiedene Bair Hugger Decken und Zubehör

Die **Arizant Healthcare 3M Bair Hugger Modell 775 Erwärmungseinheit** stellt eine bewährte Lösung zur patientenorientierten Wärmetherapie dar und unterstützt medizinisches Personal effektiv bei der Gewährleistung optimaler Behandlungsergebnisse.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

