




ARTHREX AR-6450 CONTINUOUS WAVE ARTHROSCOPIE PUMP, OP CHIRURGIE ENDOKOPIE

SKU: AR082024-NV

Die **Arthrex AR-6450 Continuous Wave Arthroscopie Pumpe** gewährleistet eine präzise und gleichmäßige Flüssigkeitszufuhr während arthroskopischer Eingriffe, um optimale Sichtverhältnisse und Gewebeschonung zu ermöglichen. Sie ist speziell für den Einsatz in der minimalinvasiven Chirurgie konzipiert und überzeugt durch zuverlässige Leistung und einfache Handhabung.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Arthrex AR-6450 Continuous Wave Arthroscopie Pumpe** ist ein hochmodernes, speziell entwickeltes Gerät zur präzisen Flüssigkeitskontrolle während arthroskopischer Eingriffe. Dieses medizinische Gerät gewährleistet eine kontinuierliche und gleichmäßige Spülflüssigkeitszufuhr, die für eine optimale Sicht und ein sicheres operative Umfeld unerlässlich ist.

Durch den Einsatz der **Continuous Wave-Technologie** bietet die Pumpe eine gleichbleibende Druck- und Durchflussregelung, die Schwankungen minimiert und somit die Qualität der endoskopischen Darstellung deutlich verbessert. Dies ist insbesondere bei längeren Operationen von Vorteil, bei denen konstante Bedingungen entscheidend für den Erfolg sind.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Präzise Druckkontrolle:** Die Pumpe ermöglicht die Einstellung und Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks, wodurch Gewebeschäden und Komplikationen durch Überdruck vermieden werden.



- **Kontinuierlicher Flüssigkeitsfluss:** Gewährleistet eine gleichmäßige Spülung des Operationsfeldes, was die Sichtbarkeit verbessert und die Operationszeit reduziert.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Anzeigen erleichtert die Einstellung und Überwachung der Pumpenparameter.
- **Kompatibilität:** Geeignet für eine Vielzahl von arthroskopischen und endoskopischen Verfahren, unterstützt durch standardisierte Anschlüsse und Zubehör.
- **Sicherheitsfunktionen:** Integrierte Alarme und automatische Abschaltmechanismen erhöhen die Patientensicherheit und minimieren das Risiko von Fehlbedienungen.

Die **Arthrex AR-6450 Continuous Wave Arthroskopie Pumpe** ist somit ein unverzichtbares Instrument für Chirurgen und medizinisches Fachpersonal im Bereich der minimal-invasiven Chirurgie. Sie trägt maßgeblich zur Verbesserung der Operationsqualität und Patientensicherheit bei und unterstützt die effiziente Durchführung von endoskopischen Eingriffen.

Technische Spezifikationen und Zubehör sind auf Anfrage erhältlich und können individuell an die Anforderungen der jeweiligen Klinik oder Praxis angepasst werden.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

