



ARTHREX AR-6450 CONTINUOUS WAVE ARTHROSCOPIE PUMP, OP CHIRURGIE ENDOKOPIE

SKU: BL102024 - CE032026



Categories: [Orthopädie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Arthrex AR-6450 ist ein medizinisches Gerät, das in der Orthopädie und Sportmedizin verwendet wird. Es handelt sich um ein spezielles Instrument oder eine Vorrichtung, die typischerweise für chirurgische Eingriffe oder zur Unterstützung bei der Diagnose und Behandlung von Verletzungen eingesetzt wird. Arthrex ist bekannt für seine innovativen Produkte im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie, insbesondere in der Gelenkchirurgie.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

