



[ARTHREX AR-8300 POWER SYSTEM APS II SHAVER](#)

SKU: IF112024-NV

Arthrex AR-8300 Power System APS II Shaver ist ein leistungsstarkes, ergonomisch gestaltetes Instrument zur präzisen Gewebeabtragung und -präparation in der arthroskopischen Chirurgie. Das System gewährleistet eine effiziente und kontrollierte Shaving-Funktion bei minimaler Gewebebelastung.



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Arthrex AR-8300 Power System APS II Shaver** ist ein hochmodernes medizinisches Instrument, das speziell für arthroskopische Eingriffe entwickelt wurde. Es bietet Chirurgen eine präzise und effiziente Lösung zur Gewebeentfernung und -präparation während minimalinvasiver Operationen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Leistungsstarkes Antriebssystem:** Das APS II Power System garantiert eine gleichmäßige und zuverlässige Drehzahl, die eine optimale Schnittleistung ermöglicht und somit die Operationsdauer reduziert.
- **Ergonomisches Design:** Das Handstück liegt komfortabel in der Hand und erlaubt eine intuitive Handhabung, was die Präzision bei der Gewebeentfernung erhöht.
- **Vielseitige Shaver-Kompatibilität:** Kompatibel mit einer breiten Palette von Arthrex Shaver-Blades, die für verschiedene chirurgische Anforderungen und Gewebetypen geeignet sind.
- **Leicht zu sterilisieren:** Das System ist so konstruiert, dass es den Anforderungen moderner Sterilisationsverfahren entspricht und somit höchste Hygienestandards gewährleistet.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine präzise Verarbeitung sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im klinischen Einsatz.



Anwendungsgebiete:

Der APS II Shaver wird vorwiegend in der *Arthroskopie* eingesetzt, insbesondere bei Eingriffen an Gelenken wie Knie, Schulter, Hüfte und Sprunggelenk. Er eignet sich ideal für die Entfernung von beschädigtem Gewebe, Knorpelpräparation sowie für synoviale Resektionen.

Technische Spezifikationen:

- Drehzahlbereich: variabel einstellbar für unterschiedliche chirurgische Anforderungen
- Anschluss: kompatibel mit standardisierten Arthrex Power System Schnittstellen
- Gewicht: leichtgewichtig für ermüdungsfreies Arbeiten

Das **Arthrex AR-8300 Power System APS II Shaver** stellt somit eine hervorragende Kombination aus Präzision, Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit dar und unterstützt Chirurgen dabei, optimale Behandlungsergebnisse bei arthroskopischen Eingriffen zu erzielen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

