



## [ARTHREX SYNERGY AR-8332H HANDPIECE SHAVER](#)

**SKU:** KC052025-K

**Arthrex Synergy AR-8332H Handpiece Shaver** ist ein hochpräzises, ergonomisch gestaltetes Instrument zur arthroskopischen Gewebeentfernung, das durch seine optimale Schnittführung und Langlebigkeit überzeugt. Es gewährleistet eine effiziente und sichere Anwendung bei minimalinvasiven Eingriffen.



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Arthrex Synergy AR-8332H Handpiece Shaver** ist ein hochmodernes chirurgisches Instrument, speziell entwickelt für arthroskopische Eingriffe. Dieses Handstück bietet eine exzellente Kombination aus Präzision, Ergonomie und Langlebigkeit, um Chirurgen eine optimale Kontrolle und Effizienz während minimalinvasiver Operationen zu gewährleisten.

### **Merkmale und Vorteile:**

- **Ergonomisches Design:** Das Handstück ist ergonomisch geformt, um eine komfortable Handhabung über längere Operationszeiten hinweg zu ermöglichen und Ermüdungserscheinungen zu reduzieren.
- **Hohe Kompatibilität:** Kompatibel mit einer Vielzahl von Arthrex Shaver-Systemen, was eine flexible Einsetzbarkeit in unterschiedlichen chirurgischen Situationen garantiert.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer sowie eine einfache Reinigung und Sterilisation sicherstellen.
- **Effiziente Kraftübertragung:** Das Handstück ermöglicht eine präzise und kraftvolle Übertragung der Motordrehzahl auf das Shaver-Messer, was eine effektive Gewebeabtragung unterstützt.
- **Leichtgewicht:** Das geringe Gewicht trägt zur besseren Handhabung und Kontrolle bei, wodurch die chirurgische Präzision erhöht wird.



### **Anwendungsgebiete:**

Das Arthrex Synergy AR-8332H Handpiece Shaver eignet sich ideal für arthroskopische Verfahren an Gelenken wie Knie, Schulter, Hüfte und anderen Bereichen, in denen eine präzise und schonende Gewebeentfernung erforderlich ist. Es wird häufig bei der Behandlung von Meniskusläsionen, Knorpeldefekten und anderen intraartikulären Pathologien eingesetzt.

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: AR-8332H
- Typ: Handstück für arthroskopischen Shaver
- Material: Hochfester, sterilisierbarer Metallverbund
- Kompatibilität: Arthrex Synergy Shaver-Systeme
- Sterilisationsverfahren: Autoklavfähig

Mit dem Arthrex Synergy AR-8332H Handpiece Shaver erhalten Sie ein zuverlässiges und präzises Werkzeug, das den hohen Anforderungen moderner arthroskopischer Chirurgie gerecht wird und Chirurgen dabei unterstützt, optimale Operationsergebnisse zu erzielen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

