



## [ARTHREX SYNERGY EJ-MLA26UA1 26" LCD MONITOR](#)

**SKU:** E102024

**2.995,00 € 2.338,83 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Arthrex Synergy EJ-MLA26UA1 ist ein 26-Zoll-LCD-Monitor, der speziell für den Einsatz in der medizinischen Bildgebung und Chirurgie entwickelt wurde. Arthrex ist bekannt für seine innovativen Produkte im Bereich der orthopädischen Chirurgie und minimalinvasiven Verfahren. Hier sind einige Merkmale und Funktionen, die du bei diesem Monitor erwarten kannst:

1. **Hohe Bildqualität:** Der Monitor bietet eine hohe Auflösung und exzellente Bildqualität, die für die Betrachtung von chirurgischen Bildern und Videos entscheidend ist.
2. **Farbgenauigkeit:** Die Monitore von Arthrex sind darauf ausgelegt, eine präzise Farbdarstellung zu gewährleisten, was besonders wichtig ist, wenn es um die Beurteilung von Gewebe und anatomischen Strukturen geht.
3. **Ergonomisches Design:** Der Monitor ist oft so gestaltet, dass er in verschiedenen klinischen Umgebungen einfach zu integrieren ist und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglicht.
4. **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten:** Der EJ-MLA26UA1 verfügt über verschiedene Anschlussoptionen (z.B. HDMI, DVI), um ihn mit unterschiedlichen Bildquellen zu verbinden.
5. **Robuste Bauweise:** Der Monitor ist für den Einsatz in anspruchsvollen klinischen Umgebungen konzipiert und bietet eine robuste Bauweise, die Langlebigkeit gewährleistet.
6. **Einfache Reinigung:** In einem chirurgischen Umfeld ist es wichtig, dass Geräte leicht zu reinigen sind; viele Monitore sind daher so gestaltet, dass sie hygienisch gehalten werden können.
7. **Integration mit anderen Arthrex-Systemen:** Der Monitor kann nahtlos mit anderen Produkten von Arthrex integriert werden, um ein umfassendes chirurgisches System zu schaffen.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

