



## ARTROMOT ARTROMOT SP3 - MOTORISIERTE BEWEGUNGSSCHIENE FÜR DAS SPRUNGGELENK

SKU: CU092024

~~5.799,00 €~~ **4.680,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Orthopädie](#), [Physiotherapie](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Artromot ARTROMOT SP3 ist eine motorisierte Bewegungsschiene, die speziell für die Rehabilitation des Sprunggelenks entwickelt wurde. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät:

1. **Zweck:** Die ARTROMOT SP3 wird verwendet, um die Beweglichkeit des Sprunggelenks nach Verletzungen, Operationen oder bei degenerativen Erkrankungen zu fördern. Sie hilft dabei, die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern und die Heilung zu unterstützen.
2. **Motorisierte Unterstützung:** Das Gerät bietet motorisierte Bewegungen, die es dem Patienten ermöglichen, passive Bewegungsübungen durchzuführen. Dies kann besonders hilfreich sein, wenn der Patient selbst nicht in der Lage ist, aktiv zu bewegen.
3. **Einstellbare Parameter:** Die Schiene ermöglicht es, verschiedene Parameter wie Bewegungsbereich (Flexion und Extension), Geschwindigkeit und Dauer der Übungen einzustellen. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse des Patienten.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Bedienung der ARTROMOT SP3 ist in der Regel einfach und intuitiv gestaltet, sodass sowohl Therapeuten als auch Patienten das Gerät problemlos nutzen können.
5. **Therapeutische Vorteile:** Durch die regelmäßige Anwendung kann die Schiene helfen, Steifheit im Gelenk zu reduzieren, Schmerzen zu lindern und den Heilungsprozess zu beschleunigen.
6. **Sicherheit:** Die Schiene ist so konzipiert, dass sie sicher im Gebrauch ist und das Risiko von Verletzungen während der Therapie minimiert wird.
7. **Anwendung:** Die ARTROMOT SP3 wird häufig in physiotherapeutischen Praxen, Rehabilitationszentren und Kliniken eingesetzt.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

