



**ARTROMOT S3 // S 3 COMFORT**  
**BEWEGUNGSSCHIENE FÜRS**  
**SCHULTERGELENK // BLAU // ROLLBAR DOM**  
**2018**

**SKU:** DS052025

**Artromot S3 / S3 Comfort** ist eine rollbare Bewegungsschiene in Blau, speziell für das Schultergelenk entwickelt. Sie unterstützt die passive Mobilisierung nach operativen Eingriffen und fördert die Rehabilitation durch kontrollierte Bewegungsabläufe.



---

**Categories:** [Physikalische Therapie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Artromot S3 / S3 Comfort Bewegungsschiene** ist ein hochmodernes medizinisches Hilfsmittel, das speziell zur passiven Mobilisierung des **Schultergelenks** entwickelt wurde. Die Schiene unterstützt die schonende und kontrollierte Bewegung des Gelenks nach Operationen, Verletzungen oder bei Bewegungseinschränkungen, um die Rehabilitation zu fördern und die Beweglichkeit nachhaltig zu verbessern.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Die Schiene ist optimal an die Anatomie der Schulter angepasst und gewährleistet eine komfortable und sichere Fixierung während der Anwendung.
- **Rollbar und mobil:** Dank der rollbaren Konstruktion lässt sich die Schiene leicht transportieren und flexibel in verschiedenen Umgebungen einsetzen.
- **Individuell einstellbare Bewegungsparameter:** Die Bewegungswinkel für Flexion, Abduktion und Rotation können präzise eingestellt werden, um den individuellen Therapieanforderungen gerecht zu werden.
- **Sanfte und kontrollierte Mobilisierung:** Durch die passive Bewegung werden Verklebungen und Bewegungseinschränkungen effektiv vorgebeugt, ohne das Schultergelenk zu überlasten.



- **Robuste und hygienische Materialien:** Die Schiene ist aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien gefertigt und in einem ansprechenden Blau gehalten.
- **DOM 2018:** Das Herstellungsdatum gewährleistet die Einhaltung aktueller Qualitätsstandards und eine moderne Technik.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Postoperative Rehabilitation nach Schulteroperationen (z. B. Schulterarthroskopie, Rotatorenmanschetten-Reparatur)
- Behandlung von Bewegungseinschränkungen und Schultersteife (Frozen Shoulder)
- Therapie bei Verletzungen der Schulter wie Luxationen oder Frakturen
- Vorbeugung von Gelenkversteifungen durch passive Mobilisation

Die **Artromot S3 / S3 Comfort Bewegungsschiene** ermöglicht physiotherapeuten und Ärzten eine effektive und individuell anpassbare Behandlung, die den Heilungsprozess optimal unterstützt. Ihre benutzerfreundliche Handhabung und das durchdachte Design machen sie zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel in der orthopädischen Rehabilitation.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

