



ASMUTH 00-22230-50 LICHTLEITER LICHTKABEL

SKU: AO052025-K

Asmuth 00-22230-50 Lichtleiter Lichtkabel ist ein hochwertiges, flexibles Lichtkabel, das für eine präzise und verlustarme Lichtübertragung in medizinischen Endoskopen und optischen Geräten entwickelt wurde. Es gewährleistet eine optimale Lichtführung und maximale Helligkeit bei minimaler Signalstreuung.



Categories: [Endoskopie und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Asmuth 00-22230-50 Lichtleiter Lichtkabel** ist ein hochwertiges, medizinisches Zubehörteil, das speziell für den Einsatz in der Endoskopie und anderen lichtleitenden Anwendungen entwickelt wurde. Dieses Lichtkabel dient zur Übertragung von Licht von einer externen Lichtquelle zu medizinischen Instrumenten, um eine optimale Ausleuchtung des Untersuchungs- oder Operationsfeldes zu gewährleisten.

Eigenschaften und Vorteile:

- **Hohe Lichttransmission:** Das Lichtkabel besteht aus erstklassigen Glasfasern, die eine effiziente und verlustarme Lichtübertragung garantieren. Dadurch wird eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung ermöglicht.
- **Flexibilität und Robustheit:** Das Kabel ist flexibel genug, um eine einfache Handhabung und Positionierung während medizinischer Eingriffe zu erlauben, gleichzeitig aber robust genug, um den Belastungen im Praxis- und Klinikalltag standzuhalten.
- **Standardisierte Anschlüsse:** Der Asmuth 00-22230-50 ist mit genormten Steckverbindern ausgestattet, die eine sichere und zuverlässige Verbindung zu gängigen Lichtquellen und Endoskopen gewährleisten.
- **Hygienisches Design:** Das Lichtkabel ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren, was den hohen Anforderungen an die Hygiene im medizinischen Umfeld entspricht.



- **Lange Lebensdauer:** Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und präziser Fertigung ist das Kabel langlebig und widerstandsfähig gegenüber häufigem Gebrauch.

Anwendungsgebiete:

- Endoskopische Verfahren in der Gastroenterologie, Urologie, Gynäkologie und anderen Fachbereichen
- Chirurgische Eingriffe, bei denen eine gezielte Beleuchtung erforderlich ist
- Diagnostische Untersuchungen mit lichtleitenden Instrumenten

Mit dem **Asmuth 00-22230-50 Lichtleiter Lichtkabel** profitieren medizinische Fachkräfte von einer zuverlässigen und effizienten Lichtübertragung, die zu einer verbesserten Sichtqualität und somit zu präziseren Diagnosen und Behandlungen beiträgt. Die Kombination aus Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit macht dieses Produkt zu einer ausgezeichneten Wahl für den professionellen Einsatz im medizinischen Bereich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

