



### ASTOPAD DUO 120 PATIENT WARMER - STIHLER ELECTRONIC - STEUERGERÄT MIT WÄRMEMATTEN

**SKU:** EE112017-NV EH112017-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Astopad DUO 120 Patient Warmer** von Stihler Electronic ist ein leistungsstarkes Steuergerät zur präzisen Temperaturregelung von Wärmematten, das eine sichere und effiziente Erwärmung von Patienten während medizinischer Eingriffe gewährleistet. Das kompakte System bietet zuverlässigen Schutz vor Unterkühlung und unterstützt so den optimalen Behandlungserfolg.



---

**Categories:** [Fundgrube](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Astopad DUO 120 Patient Warmer** von **Stihler Electronic** ist ein hochmodernes Steuergerät, das speziell für die sichere und effektive Wärmeregulierung bei Patienten entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die präzise Steuerung von Wärmematten, um eine konstante und kontrollierte Temperatur während medizinischer Eingriffe oder in der postoperativen Phase sicherzustellen.

### Produktmerkmale und Funktionen:

- **Steuergerät mit intuitiver Bedienoberfläche:** Das Astopad DUO 120 verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das eine einfache Einstellung und Überwachung der Temperatur ermöglicht.
- **Präzise Temperaturkontrolle:** Die integrierte Regeltechnik sorgt für eine gleichmäßige Wärmeabgabe und minimiert das Risiko von Überhitzung oder Unterkühlung.
- **Kompatibilität mit Wärmematten:** Das Gerät unterstützt den Betrieb von zwei Wärmematten gleichzeitig,



wodurch eine flexible Anwendung an verschiedenen Körperregionen gewährleistet ist.

- **Sicherheitsfunktionen:** Eingebaute Sicherheitsmechanismen, wie Überhitzungsschutz und automatische Abschaltung, garantieren den Schutz des Patienten und des medizinischen Personals.
- **Robustes und hygienisches Design:** Das Gehäuse ist leicht zu reinigen und erfüllt die Anforderungen für den Einsatz in klinischen Umgebungen.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Präoperative und postoperative Patientenwärmung
- Temperaturmanagement bei chirurgischen Eingriffen
- Thermoregulation auf Intensivstationen
- Verwendung in Notfall- und Rettungsdiensten

Das **Astopad DUO 120 Patient Warmer** von **Stihler Electronic** ist eine zuverlässige Lösung, um die Körpertemperatur von Patienten während kritischer Phasen konstant zu halten und somit Komplikationen durch Unterkühlung effektiv vorzubeugen. Durch seine fortschrittliche Technologie und das durchdachte Design unterstützt es medizinisches Personal dabei, höchste Standards in der Patientenversorgung zu erfüllen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

<b>Weight</b>	11 kg
---------------	-------

