



ASTOPAD DUO 120 PATIENT WARMER - STIHLER ELECTRONIC - STEUERGERÄT MIT WÄRMEMATTEN

SKU: EE112017 // EH112017

534,31 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Hiermit können Sie zwei ASTOPAD Hezelemente unabhängig voneinander geregelt werden. Der Patient kann von oben und unten gleichzeitig rundum gewärmt, unabhängig werden.

Temperatur lässt sich in in 0,5 °C Schritten einstellen
Temperatur verstellbar von 32°C bis 39°C und jedes Hezelement kann unabhängig voneinander eingestellt werden

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Fundgrube](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hiermit können Sie zwei ASTOPAD Hezelemente unabhängig voneinander geregelt werden. Der Patient kann von oben und unten gleichzeitig rundum gewärmt, unabhängig werden.



Temperatur lässt sich in in 0,5 °C Schritten einstellen

Temperatur verstellbar von 32°C bis 39°C und jedes Heizelement kann unabhängig voneinander eingestellt werden

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 11 kg



GALLERIE

