



## ASTOTHERM STIHLER ELECTRONIC IFT200 INFUSIONSWÄRMERGERÄT

SKU: CC122024-K - CF052025

~~410,00 €~~ **350,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Infusionswärmegerät](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ASTOTHERM IFT200 von Stihler Electronic ist ein Infusionswärmegerät, das in der medizinischen Versorgung eingesetzt wird, um Infusionslösungen auf eine angenehme Temperatur zu bringen. Dies ist besonders wichtig, um Hypothermie bei Patienten zu vermeiden, die Flüssigkeiten intravenös erhalten.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit solchen Geräten verbunden sind:

1. **Temperaturregelung:** Das Gerät ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur, um sicherzustellen, dass die Infusionslösung auf einem optimalen Niveau bleibt.
2. **Schnelle Erwärmung:** Es kann schnell arbeiten, um die Infusionslösungen in kurzer Zeit auf die gewünschte Temperatur zu bringen.
3. **Sicherheit:** Viele Modelle verfügen über Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungsschutz und Alarmfunktionen, um sicherzustellen, dass die Temperatur nicht über einen bestimmten Wert hinaus ansteigt.
4. **Benutzerfreundlichkeit:** Die Geräte sind oft so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen sind, mit klaren Anzeigen und intuitiven Bedienelementen.
5. **Kompakte Bauweise:** Sie sind häufig tragbar oder kompakt gestaltet, sodass sie leicht im klinischen Umfeld eingesetzt werden können.



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

