



[ATL C4-2 CURVED ARRAY /2-5 MHZ](#)

SKU: dc122017// I102019

666,00 €

gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderem für .HDI 1000; HDI 3000; HDI 3500; HDI 4000; HDI 5000;
Frequency 4.0-2.0 MH

Anwendung. Abdominal and OB/GYN

Supports 2D, Tissue Harmonic Imaging, M-mode, color, Color Power Angio, and PW Doppler imaging

Differenzbesteuerte Ware nach §25a USTG. - **Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen**



Sehr gepflegt
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

