



## **BOSCH MAICO ST 20 ST20 AUDIOMETER**

**SKU:** DW012025-k

Das **Bosch Maico ST 20 ST20 Audiometer** ist ein präzises Diagnostikgerät zur objektiven und zuverlässigen Prüfung des Hörvermögens. Es bietet eine einfache Bedienung und exakte Messwerte, ideal für den Einsatz in klinischen und audiologischen Praxen.



---

**Categories:** [Audiometer](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Bosch Maico ST 20 Audiometer** ist ein hochmodernes, zuverlässiges Diagnostikgerät, das speziell für die präzise Erfassung und Analyse des Hörvermögens entwickelt wurde. Es eignet sich ideal für den Einsatz in HNO-Praxen, Hörzentren sowie in der audiologischen Forschung und Rehabilitation.

### **Technische Merkmale und Funktionen:**

- **Präzise Ton- und Sprachprüfung:** Das ST 20 ermöglicht sowohl Ton- als auch Sprach-Audiometrie, einschließlich Luft- und Knochenleitung, mit hoher Genauigkeit.
- **Breiter Frequenzbereich:** Frequenzen von 125 Hz bis 8000 Hz können getestet werden, um ein umfassendes Hörprofil zu erstellen.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Das übersichtliche Bedienfeld und die klare Menüführung erleichtern die Durchführung von Tests und minimieren Fehlerquellen.
- **Flexible Testmodi:** Unterstützt klassische Ton-Audiometrie, Sprach-Audiometrie sowie spezielle Testverfahren wie Bekesy- und Stenger-Tests.
- **Automatische und manuelle Steuerung:** Der Anwender kann zwischen automatischen Abläufen und manueller Anpassung der Testparameter wählen, um individuelle Anforderungen zu erfüllen.
- **Störgeräuschunterdrückung:** Für eine optimale Testumgebung sorgt eine effektive Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen.
- **Robustes und ergonomisches Design:** Das Gerät ist kompakt, leicht transportierbar und für den Dauereinsatz



in klinischen Umgebungen ausgelegt.

#### **Software und Dokumentation:**

- Integrierte Speicherfunktion für Testergebnisse
- Exportmöglichkeiten der Daten zur weiteren Auswertung und Dokumentation
- Kompatibilität mit gängiger audiologischer Software

#### **Anwendungsbereiche:**

Das Bosch Maico ST 20 Audiometer wird eingesetzt für die **Hördiagnostik bei Erwachsenen und Kindern**, die Überwachung des Hörstatus bei Risikogruppen sowie die Beurteilung von Hörschäden durch Lärm oder Erkrankungen. Es unterstützt Fachpersonal dabei, individuelle Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen zielgerichtet zu planen.

Dank seiner präzisen Messtechnologie und der benutzerfreundlichen Bedienung stellt das Bosch Maico ST 20 Audiometer eine exzellente Lösung für die professionelle audiologische Diagnostik dar.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

