



## [AUDIOMETER BOSCH MAICO ST 20 INKL. KOPFHÖRER](#)

SKU: Q042025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Audiometer BOSCH MAICO ST 20** ist ein zuverlässiges Gerät zur präzisen Hörprüfung, das mit hochwertigen Kopfhörern geliefert wird und sich ideal für den Einsatz in klinischen und audiologischen Umgebungen eignet. Es überzeugt durch einfache Bedienung und genaue Messwerte zur effektiven Diagnose von Hörstörungen.



---

Categories: [Audiometer](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Audiometer BOSCH MAICO ST 20** ist ein hochpräzises, tragbares Hörtestgerät, das speziell für die audiologische Diagnostik entwickelt wurde. Es ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Durchführung von reinen Tontests zur Erfassung des Hörvermögens in verschiedenen Frequenzbereichen. Das Gerät ist ideal geeignet für den Einsatz in HNO-Praxen, Hörzentren, Schulen sowie in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge.

### Produktmerkmale:

- **Breiter Frequenzbereich:** Das Audiometer deckt alle relevanten Frequenzen von 125 Hz bis 8.000 Hz ab, wodurch eine umfassende Diagnostik des Hörvermögens sichergestellt wird.
- **Präzise Tonerzeugung:** Hochwertige Signalverarbeitung garantiert exakte und klare Töne für eine zuverlässige Testdurchführung.
- **Integrierte Lautstärkeregelung:** Die Lautstärke kann stufenlos und präzise eingestellt werden, um individuelle Hörtests anzupassen.
- **Einfache Bedienbarkeit:** Intuitive Steuerung über Drehknöpfe und gut ablesbare Skalen ermöglichen eine



schnelle Handhabung auch im Praxisalltag.

- **Robustes und kompaktes Design:** Das Gerät ist leicht, tragbar und widerstandsfähig, ideal für den mobilen Einsatz.
- **Inklusive hochwertiger Kopfhörer:** Die im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer sind speziell auf die audiometrischen Anforderungen abgestimmt und gewährleisten eine optimale Schallübertragung und Komfort für den Patienten.

#### **Technische Daten:**

- Frequenzbereich: 125 Hz – 8.000 Hz
- Tonsignal: Reiner Sinuston
- Intensitätsbereich: -10 dB HL bis 110 dB HL
- Stromversorgung: Batteriebetrieb (typischerweise 9 V Blockbatterie)
- Abmessungen: Kompakt und handlich

#### **Anwendungsgebiete:**

Das BOSCH MAICO ST 20 Audiometer wird verwendet zur *screeningbasierten und diagnostischen Überprüfung des Hörvermögens* bei Kindern und Erwachsenen. Es eignet sich hervorragend für:

- Hörscreenings in Schulen und Betrieben
- Diagnostik in HNO-Praxen
- Überwachung von Hörschäden bei Lärmbelastungen
- Forschung und mobile Hörtests

Mit dem **Audiometer BOSCH MAICO ST 20 inkl. Kopfhörer** erhalten Sie ein zuverlässiges Messinstrument, das durch seine Präzision, Benutzerfreundlichkeit und Mobilität überzeugt und so eine professionelle audiologische Untersuchung ermöglicht.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

