



AUTOKLAV , STERILISATOR MELAG 17

SKU: 08-052013-OQ-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Autoklav Melag 17 ist ein zuverlässiger Sterilisator für die sichere und effiziente Sterilisation von medizinischem Instrumentarium. Mit modernster Dampftechnologie gewährleistet er schnelle Zykluszeiten und höchste Hygienestandards in Praxis und Klinik.



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Autoklav Sterilisator Melag 17** ist ein hochmodernes Sterilisationsgerät, speziell entwickelt für den Einsatz in medizinischen Praxen, Zahnarztpraxen, Labors und anderen Einrichtungen, die höchste Anforderungen an Hygiene und Patientensicherheit stellen.

Mit seiner kompakten Bauweise und intuitiven Bedienung ermöglicht der Melag 17 eine effiziente und zuverlässige Sterilisation von Instrumenten und medizinischem Zubehör. Durch den Einsatz modernster Autoklav-Technologie garantiert das Gerät eine vollständige Abtötung von Bakterien, Viren, Pilzen und Sporen.

Wesentliche Merkmale und Vorteile des Melag 17 Autoklavs:

- **Effiziente Dampfdrucksterilisation:** Das Gerät arbeitet mit gesättigtem Dampf bei hohen Temperaturen (bis zu 134 °C), wodurch eine schnelle und sichere Sterilisation gewährleistet wird.
- **Vielseitige Sterilisationsprogramme:** Verschiedene voreingestellte Programme ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Instrumententypen und Sterilisationsanforderungen.
- **Benutzerfreundliches Bedienfeld:** Das übersichtliche Display und die einfache Menüführung erleichtern die Handhabung und reduzieren Bedienfehler.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Automatische Türverriegelung während des Sterilisationszyklus,



Überdruck- und Temperaturkontrolle sorgen für maximalen Schutz von Anwender und Gerät.

- **Kurze Zykluszeiten:** Optimierte Programme reduzieren die Sterilisationsdauer, was zu einem effizienteren Praxisablauf beiträgt.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Praxisalltag.
- **Dokumentationsmöglichkeiten:** Möglichkeit zur Anbindung an Drucker oder digitale Systeme zur lückenlosen Nachverfolgung der Sterilisationsprozesse.

Der Melag 17 Autoklav entspricht den geltenden medizinischen Normen und Richtlinien (z.B. EN 13060) und unterstützt somit die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an die Instrumentenaufbereitung.

Zusammenfassend bietet der **Melag 17 Sterilisator** eine optimale Kombination aus Sicherheit, Effizienz und Bedienkomfort, die ihn zu einem unverzichtbaren Gerät in jeder modernen medizinischen Einrichtung macht.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GALLERIE

