



AUTOKLAV / STERILISATOR / MELAG 29 **INKL. TRAYHALTER UND TABLETTS**

SKU: 09-112013

zzgl. [Versandkosten](#)

gepflegt
Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hersteller: Melag, Berlin
- Typ: Autoklav 29
- Betriebsüberdruck: bis 2 bar
- Betriebstemperatur: bis 134 Grad C
- Kesselinhalt: 18,7 Liter
- Anschlußdaten: 220V, 50Hz, 2200W, 10A

- Außen: 45cm B x 45cm H x 60cm T
- Kesseldurchmesser : 23 cm
- Kesseltiefe : 45 cm ,
- Kesselvolumen : 18,7 Liter
- Gesamtgewicht: ca. 30kg

Baujahr 1987



Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

