



## [AUTOKLAV VON MELAG, TYP 15](#)

**SKU:** U042013

zzgl. [Versandkosten](#)

Lieferumfang.

Melag 15

Tabletthalter

01 Stck Tablett

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Autoklav von Melag, Typ 15 für die Sterilisation von Instrumenten.

Zeit kann eingestellt werden und die Temperatur einstellbar durch Druck.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 6,4 A.

Betriebstemperatur: 144°C.

Kapazität: 6,7 Liter.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 58 x 32 x 40 cm.

Innenraum (∅)x(B): 15 x 34,5 cm.

Innenraum Kessel (T)x(H)x(B): 28 x 20 x 12,5 cm

Vollfunktionsfähig & Neuwertig



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)  
0049 40 18 20 79 03  
0049 176 205 800 86  
fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

