



B.BRAUN SPACE STATION

SKU: BF042025

B. Braun Space Station ist eine innovative Infusionsstation, die eine sichere und effiziente Medikamentenverabreichung im klinischen Alltag gewährleistet. Das kompakte Design ermöglicht eine einfache Handhabung und Integration in verschiedene Therapieumgebungen.



Categories: [Infusoren und Perfusoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **B. Braun Space Station** ist eine innovative und multifunktionale Infusions- und Transfusionsstation, die speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken und anderen medizinischen Einrichtungen konzipiert wurde. Sie verbindet moderne Technik mit höchster Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit, um die Therapiequalität sowie den Arbeitsablauf des medizinischen Personals zu optimieren.

Produktmerkmale und Funktionen:

- **Modulares Design:** Die Space Station ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Therapieanforderungen durch modulare Komponenten und Erweiterungsmöglichkeiten.
- **Intuitive Bedienung:** Ein benutzerfreundliches Touchscreen-Display und übersichtliche Bedienelemente erleichtern die Einstellung und Kontrolle der Infusionsparameter.
- **Präzise Dosierung:** Hochentwickelte Pumpentechnologie garantiert eine exakte und gleichmäßige Infusionsgeschwindigkeit zur sicheren Medikamenten- und Flüssigkeitszufuhr.
- **Vielfältige Infusionsarten:** Unterstützung verschiedener Infusions- und Transfusionsprozesse, einschließlich kontinuierlicher und intermittierender Infusion.
- **Integrierte Sicherheitsfunktionen:** Automatische Alarmer bei Störungen wie Luft im Schlauch, Blockaden oder



Unterbrechungen der Infusion sorgen für einen maximalen Patientenschutz.

- **Ergonomisches Design:** Kompakte Bauweise und mobiles Fahrgestell ermöglichen eine einfache Positionierung und Transport innerhalb der medizinischen Einrichtung.
- **Einfache Wartung und Reinigung:** Die Space Station ist aus hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien gefertigt und erfüllt höchste Hygienestandards.

Anwendungsgebiete:

Die B.Braun Space Station ist ideal geeignet für:

- Infusionstherapien in der Inneren Medizin, Onkologie, Intensivmedizin und Chirurgie
- Transfusionsbehandlungen mit Blutprodukten
- Flüssigkeitsmanagement bei kritisch kranken Patienten
- Ambulante und stationäre Therapien, bei denen präzise und sichere Infusionen erforderlich sind

Fazit:

Mit der **B.Braun Space Station** erhalten medizinische Fachkräfte ein zuverlässiges, sicheres und anwenderfreundliches Gerät, das die Qualität der Infusions- und Transfusionstherapie deutlich erhöht. Die Kombination aus modernster Technik, hoher Flexibilität und umfangreichen Sicherheitsmerkmalen macht die Space Station zu einem unverzichtbaren Instrument in der patientenorientierten Versorgung.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

