



## B.BRAUN SPACESTATION 8713142 DOCKINGSTATION + INTEGRIERTEM NETZANSCHLUSS

SKU: G092025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **B.BRAUN SpaceStation 8713142 Dockingstation** mit integriertem Netzanschluss ist eine innovative und vielseitige Lösung zur sicheren und effizienten Versorgung von Infusions- und Injektionspumpen im klinischen Alltag. Sie ermöglicht die komfortable Befestigung und Stromversorgung der entsprechenden Geräte an einem zentralen Arbeitsplatz oder am Patientenbett.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Integrierter Netzanschluss:** Die Dockingstation verfügt über einen eingebauten Netzanschluss, der eine zuverlässige und stabile Stromversorgung der angeschlossenen Pumpen gewährleistet, ohne dass zusätzliche Netzadapter oder Verlängerungskabel erforderlich sind.
- **Kompatibilität:** Entwickelt für eine optimale Kompatibilität mit B.BRAUN Infusions- und Injektionspumpen, insbesondere mit der SpacePump-Serie, ermöglicht die Dockingstation eine einfache und sichere Verbindung.
- **Ergonomisches Design:** Die kompakte Bauweise und der stabile Stand sorgen für eine platzsparende Integration am Arbeitsplatz. Die Dockingstation ist benutzerfreundlich gestaltet, um ein einfaches Andocken und Entfernen der Geräte zu gewährleisten.
- **Sicherheit:** Durch die sichere Fixierung der Pumpen wird ein versehentliches Lösen oder Herunterfallen

vermieden. Zudem unterstützt die Dockingstation die geordnete Kabelführung, was das Risiko von Kabelsalat und Stolperfallen minimiert.

- **Langlebigkeit und Hygiene:** Die hochwertige Verarbeitung aus robustem Material gewährleistet eine lange Lebensdauer und einfache Reinigung, was insbesondere im medizinischen Umfeld von großer Bedeutung ist.

### **Anwendungsgebiete:**

Die B.BRAUN SpaceStation Dockingstation ist ideal geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern, Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie ambulanten Versorgung, wo eine zuverlässige und sichere Stromversorgung von Infusions- und Injektionspumpen erforderlich ist. Sie unterstützt das medizinische Personal bei der Organisation und Handhabung der Geräte, wodurch der Arbeitsablauf optimiert und die Patientensicherheit erhöht wird.

### **Technische Daten:**

- Modellnummer: 8713142
- Integrierter Netzanschluss: Ja
- Material: Hochwertiger, strapazierfähiger Kunststoff
- Abmessungen: Kompakt und platzsparend
- Farbe: Neutral, passend für klinische Umgebungen

Zusammenfassend bietet die **B.BRAUN SpaceStation 8713142 Dockingstation mit integriertem Netzanschluss** eine zuverlässige, sichere und benutzerfreundliche Lösung zur Stromversorgung und Befestigung von Infusions- und Injektionspumpen. Sie trägt maßgeblich zur Effizienzsteigerung und Sicherheit im klinischen Alltag bei.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

## GALLERIE

