



# B.BRAUN STIMUPLEX HNS 11 NERVENSTIMULATOR

SKU: DG112024-NV

zzgl. Versandkosten

B.Braun Stimuplex HNS 11 ist ein präziser Nervenstimulator, der eine sichere und effektive Lokalanästhesie durch gezielte Nervenstimulation ermöglicht. Das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und zuverlässige Leistung in der perioperativen Schmerztherapie aus.



**Categories:** Neurologie

#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **B.Braun Stimuplex HNS 11 Nervenstimulator** ist ein hochpräzises medizinisches Gerät, das speziell für die gezielte Lokalisierung und Stimulation peripherer Nerven entwickelt wurde. Er findet Anwendung in der Anästhesiologie und Schmerztherapie, insbesondere zur Unterstützung bei peripheren Nervenblockaden und zur Optimierung der Anästhesietechnik.

### Eigenschaften und Funktionen:

- **Präzise Nervenstimulation:** Der Stimuplex HNS 11 ermöglicht die exakte Identifikation von Nerven durch elektrische Impulse, wodurch die Sicherheit und Wirksamkeit von Nervenblockaden erhöht wird.
- Variable Stimulationsparameter: Einstellbare Stromstärke, Frequenz und Impulsweite erlauben eine individuelle Anpassung an unterschiedliche klinische Anforderungen.
- **Ergonomisches Design:** Das kompakte und handliche Gerät ist für den häufigen Gebrauch im klinischen Alltag konzipiert und bietet eine intuitive Bedienung.
- **Hohe Sicherheit:** Der Nervenstimulator verfügt über integrierte Sicherheitsmechanismen, die eine Überstimulation verhindern und den Schutz von Patienten und Anwender gewährleisten.



• **Kompatibilität:** Der Stimuplex HNS 11 ist kompatibel mit einer Vielzahl von Nervenstimulationsnadeln und Zubehör von B.Braun, was eine flexible Anwendung ermöglicht.

#### **Anwendungsgebiete:**

- Periphere Nervenblockaden zur Schmerztherapie und Anästhesie
- Diagnostische Nervenstimulation
- · Postoperative Schmerzbehandlung
- Schmerzkontrolle bei chronischen Erkrankungen

#### **Technische Daten:**

- Stromstärke: Einstellbar von 0 bis 5 mA
- Frequenz: Variabel, typischerweise 1 Hz bis 2 Hz
- Impulsdauer: Einstellbar, z.B. 0,1 ms bis 1 ms
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterie oder Netzbetrieb
- Abmessungen: Kompakt und leicht für einfache Handhabung

Der **B.Braun Stimuplex HNS 11 Nervenstimulator** unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, Nerven präzise zu lokalisieren und gezielt zu stimulieren, was zu einer verbesserten Patientenversorgung und optimierten Behandlungsergebnissen beiträgt. Durch seine Benutzerfreundlichkeit, hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit ist er ein unverzichtbares Instrument in modernen Anästhesie- und Schmerztherapieeinrichtungen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**







