



B-K 1850 BK 1850 ULTRASOUND TRANSDUCER + UA0878 + B K 6004

SKU: AU092023-NV

Der **B-K 1850 BK 1850 Ultrasound Transducer** kombiniert mit dem *UA0878* und dem **B K 6004** bietet präzise und zuverlässige Ultraschalldiagnostik für vielfältige klinische Anwendungen. Diese Komponenten gewährleisten höchste Bildqualität und optimale Ergonomie für effektive Untersuchungen in der medizinischen Bildgebung.



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **B-K 1850 BK 1850 Ultraschallwandler** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät, das speziell für präzise und zuverlässige Ultraschalluntersuchungen entwickelt wurde. Dieses Transducer-Modell zeichnet sich durch seine hervorragende Bildqualität und seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der diagnostischen Bildgebung aus.

Im Lieferumfang enthalten ist zudem der **UA0878**, ein hochwertiges Zubehörteil, das die Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit des Ultraschallwandlers erweitert. Ergänzend dazu wird der **B K 6004** mitgeliefert, ein ergänzendes Bauteil, das die Kompatibilität und Leistung des Gesamtsystems optimiert.

Hauptmerkmale und Vorteile des B-K 1850 Ultraschallwandlers:

- **Hohe Auflösung:** Ermöglicht detailreiche und scharfe Bilder zur besseren Diagnosestellung.
- **Ergonomisches Design:** Für eine einfache Handhabung und komfortable Anwendung bei längeren Untersuchungen.
- **Breites Frequenzspektrum:** Geeignet für unterschiedliche Untersuchungsarten, von oberflächlichen bis zu tiefen Gewebestrukturen.



- **Robuste Bauweise:** Langlebig und widerstandsfähig gegenüber den Anforderungen im klinischen Alltag.
- **Kompatibilität:** Optimale Integration mit gängigen Ultraschallsystemen durch standardisierte Anschlüsse.

Zusätzliche Komponenten:

- **UA0878:** Dieses Zubehör verbessert die Signalübertragung und sorgt für eine stabile Verbindung zwischen Wandler und Ultraschallsystem.
- **B K 6004:** Ein weiteres Zubehörteil, das die Leistungsfähigkeit des Ultraschallwandlers ergänzt und die Anpassung an verschiedene klinische Anwendungen ermöglicht.

Insgesamt bietet das Set aus **B-K 1850 BK 1850 Ultraschallwandler, UA0878 und B K 6004** eine umfassende Lösung für hochqualitative Ultraschalluntersuchungen in der Medizin. Es unterstützt Fachpersonal dabei, präzise Diagnosen zu stellen und die Patientenversorgung zu optimieren.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

