



**B-K BK 1850 BK 1850 ULTRASOUND  
TRANSDUCER + UA0878 + BK 6004**

**SKU:** BJ042024

**1.899,00 € 1.499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Zustand:** Einsatzfähig – Sehr guter Zustand

**Lagerort:** Hamburg



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

- Applikationen Urology
- Frequenzband 5.0 bis 10.0 MHz.
- Kompatibel mit : BK Medical Panther 2002, BK Medical Pro Focus 2202, BK Medical Falcon 2101, BK Medical Leopard 2001, BK Medical Flex Focus 400

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight**

2 kg

**Versand**

Lieferung bis zur Bordsteinkante für palettem  
Versand mit der DHL Weltweit Lieferung: Verpackung und Versand innerhalb von 4 Tagen nach Zahlungseingang. Sie können Ihr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.



**Zustand**

Geprüft – Vollfunktionsfähig – sehr guter Zustand Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist. D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.hr Gerät natürlich auch gerne selbst bei uns abholen.

Auf unseren Bildern sehen Sie den Lieferumfang, so wie auf den Bildern zu sehen ist.

**Lieferumfang**

D.H es werden Zubehör, Kabeln, akcesoires geliefert, welche auf den Bildern zu sehen.

Gereinigt und desinfiziert.



## GALLERIE

