



## **B K BK MEDICAL 2050 ANORECTAL PROBES ULTRASOUND TRANSDUCERS**

**SKU:** E042023-NV

Die B K BK Medical 2050 Anorectal Sonden sind hochpräzise Ultraschallwandler, die speziell für die detaillierte Bildgebung des anorektalen Bereichs entwickelt wurden. Sie gewährleisten eine exzellente Bildqualität und unterstützen eine präzise Diagnostik in der Proktologie und Gastroenterologie.



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **B K BK Medical 2050 Anorectal Probes Ultrasound Transducers** sind hochentwickelte medizinische Ultraschallsonden, speziell entwickelt für die präzise und effektive Bildgebung im anorektalen Bereich. Diese Sonden bieten eine herausragende Kombination aus Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Patientenkomfort, was sie zur ersten Wahl für Fachärzte in der Proktologie und Gastroenterologie macht.

### **Hauptmerkmale und Vorteile:**

- **Hochauflösende Bildgebung:** Die 2050 Anorectal Probes liefern exzellente Ultraschallbilder mit hoher Auflösung, die eine detaillierte Darstellung der anorektalen Anatomie ermöglichen. Dies unterstützt eine präzise Diagnose und die Planung von Therapien.
- **Ergonomisches Design:** Die Probes sind speziell für den komfortablen intra-anorektalen Einsatz konzipiert. Das schlanke und gut handhabbare Design minimiert Unannehmlichkeiten für den Patienten und erleichtert dem Untersucher die Handhabung.
- **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:** Ideal geeignet für Anwendungen wie die Beurteilung von Analfisteln, Abszessen, Tumoren sowie zur präoperativen Diagnostik und Verlaufskontrolle.
- **Kompatibilität:** Die Sonden sind kompatibel mit einer Vielzahl von BK Medical Ultraschallsystemen, was eine



flexible Integration in bestehende diagnostische Arbeitsabläufe ermöglicht.

- **Robustheit und Hygiene:** Die Bauweise der Probes gewährleistet eine einfache Reinigung und Desinfektion, wodurch höchste Hygienestandards sicher eingehalten werden können.

#### **Technische Spezifikationen:**

- Frequenzbereich: Optimiert für anorektale Untersuchungen
- Ultraschallsystem-Kompatibilität: BK Medical Systeme der 2050 Serie und kompatible Modelle
- Abmessungen: Kompakt und ergonomisch für minimalinvasive Anwendung
- Material: Biokompatible und leicht zu desinfizierende Materialien

Die **B K BK Medical 2050 Anorectal Probes Ultrasound Transducers** sind ein unverzichtbares Werkzeug für Fachärzte, die Wert auf präzise Diagnostik und patientenfreundliche Untersuchungsmethoden legen. Durch ihre überlegene Bildqualität und das anwenderorientierte Design tragen sie maßgeblich zu verbesserten klinischen Ergebnissen und einer effizienten Patientenversorgung bei.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

