



## **BAIR HUGGER 505** **PATIENTENWÄRMSYSTEM**

**SKU:** H122025

### **Bair Hugger 505 Patientenwärmesystem**

gewährleistet eine effektive und sichere perioperative Wärmeapplikation durch kontrollierte Luftzirkulation. Das System unterstützt die Vermeidung von Hypothermie und fördert den Heilungsprozess durch präzise Temperaturregelung.



---

**Categories:** [Patientenversorgung](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Bair Hugger 505 Patientenwärmesystem** ist eine hochmoderne medizinische Lösung zur effizienten und sicheren Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von Patienten während chirurgischer Eingriffe und postoperativer Phasen. Dieses System wurde speziell entwickelt, um das Risiko einer perioperativen Hypothermie zu reduzieren, welche häufig zu Komplikationen wie erhöhtem Blutverlust, Infektionen und verlängerten Krankenhausaufenthalten führen kann.

### **Hauptmerkmale und Vorteile des Bair Hugger 505 Systems:**

- **Effektive Wärmeübertragung:** Das System nutzt ein speziell entwickeltes Warmluftsystem, das gleichmäßig und kontrolliert warme Luft durch Einweg-Wärmedecken verteilt. Dies gewährleistet eine schonende und angenehme Wärmezufuhr.
- **Anpassungsfähige Wärmedecken:** Verfügbar in verschiedenen Größen und Ausführungen, um den individuellen Bedürfnissen des Patienten gerecht zu werden und unterschiedliche Körperregionen zielgerichtet zu wärmen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine einfache Einstellung der gewünschten Temperatur und Überwachung des Systems, wodurch das Pflegepersonal entlastet wird.
- **Höchste Sicherheitsstandards:** Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern Überhitzung und



gewährleisten eine kontinuierliche Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Verbrennungen oder Hautschäden.

- **Mobil und flexibel:** Das kompakte Design und die einfache Handhabung erlauben den Einsatz sowohl im Operationssaal als auch auf Intensivstationen und in anderen klinischen Bereichen.
- **Wissenschaftlich validiert:** Zahlreiche Studien belegen die Wirksamkeit des Bair Hugger 505 Systems bei der Reduktion perioperativer Hypothermie und der damit verbundenen Komplikationen.

Durch den Einsatz des **Bair Hugger 505 Patientenwärmesystems** kann die Patientensicherheit signifikant erhöht und der Heilungsprozess unterstützt werden. Es stellt somit eine essentielle Komponente in der perioperativen Patientenversorgung dar.

#### **Technische Daten im Überblick:**

- Temperaturbereich: individuell einstellbar, typischerweise 32°C bis 43°C
- Warmluftstrom: kontinuierlich und gleichmäßig
- Kompatible Wärmedecken: verschiedene Größen und Modelle erhältlich
- Netzanschluss: standardmäßig 230 V
- Abmessungen (BxHxT): kompakt und transportabel

Das Bair Hugger 505 System ist ein bewährtes und zuverlässiges Produkt, das in vielen Kliniken weltweit eingesetzt wird, um die perioperative Betreuung zu optimieren und die Patientenerfahrung zu verbessern.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

