



## [BAIR HUGGER MODEL 775 WÄRMESYSTEM // WARMING SYSTEM](#)

SKU: AB092023-NV

### **Das Bair Hugger Model 775 Wärmesystem**

gewährleistet eine präzise und sichere Patientenwärme während medizinischer Eingriffe durch kontrollierte, gleichmäßige Luftzirkulation. Dieses zuverlässige Warming System unterstützt die Vermeidung von Hypothermie und trägt zur Optimierung des perioperativen Komforts bei.



---

Categories: [Fundgrube](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **Bair Hugger Model 775 Wärmesystem** ist ein hochmodernes medizinisches Gerät zur effektiven und sicheren Patientenwärmeversorgung während chirurgischer Eingriffe und anderer medizinischer Anwendungen. Es wurde speziell entwickelt, um die perioperative Hypothermie zu verhindern, die mit zahlreichen Komplikationen wie erhöhter Infektionsrate, verlängertem Krankenhausaufenthalt und verzögerter Wundheilung verbunden ist.

### **Funktionen und Vorteile:**

- **Effiziente Temperaturkontrolle:** Das System ermöglicht eine präzise Regelung der Temperatur, um eine konstante und angenehme Wärmeabgabe zu gewährleisten.
- **Konvektive Wärmetherapie:** Durch die Verwendung von warmem Luftstrom wird die Körpertemperatur gleichmäßig und schonend erhöht, ohne direkten Hautkontakt zu benötigen.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Ein intuitives Bedienfeld mit klaren Anzeigen erleichtert die Einstellung und Überwachung der Wärmestufen.
- **Sicherheitsmechanismen:** Integrierte Überhitzungsschutzsysteme und Alarmfunktionen sorgen für die Sicherheit des Patienten und verhindern unerwünschte Temperaturüberschreitungen.
- **Flexibilität:** Kompatibel mit unterschiedlichen Wärmedecken und Zubehörteilen, die an verschiedene Körperbereiche und Patientenbedürfnisse angepasst werden können.



### **Anwendungsbereiche:**

- Perioperative Patientenwärme während Operationen zur Vermeidung von Hypothermie
- Intensivmedizinische Betreuung zur Unterstützung der Temperaturstabilisierung
- Notfallmedizin und Rettungsdienst für schnelle und effektive Wärmezufuhr
- Postoperative Phase zur Förderung der Genesung und des Wohlbefindens

### **Technische Spezifikationen:**

- Modellnummer: 775
- Temperaturbereich: individuell einstellbar, typischerweise 32–43 °C
- Leistungsaufnahme: energiesparend und effizient
- Abmessungen und Gewicht: kompakt und mobil für den flexiblen Einsatz
- Kompatibilität: standardisierte Anschlüsse für verschiedene Wärmedecken

Das **Bair Hugger Model 775 Wärmesystem** ist ein unverzichtbares Hilfsmittel in Kliniken und medizinischen Einrichtungen, das durch seine moderne Technologie und bewährte Zuverlässigkeit dazu beiträgt, die Patientensicherheit zu erhöhen und den Behandlungserfolg zu optimieren.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

