



[BARKEY FLASCHENWÄRMER FÜR 12 FLASCHEN](#)

SKU: P032015

712,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bj 2010

Leistung. 400 Watt

Flaschendurchmesser . 48 mm; Eintauchtiefe 120 mm

Sicherheit & Hygiene beim erwärmen von Babynahrung

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bj 2010

Leistung. 400 Watt

Flaschendurchmesser . 48 mm; Eintauchtiefe 120 mm

Sicherheit & Hygiene beim erwärmen von Babynahrung

Zustand. Gebraucht



Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

