



## [BARKEY FLASCHENWÄRMER FÜR 12 FLASCHEN](#)

**SKU:** P032015

**712,81 €**

Bj 2010

Leistung. 400 Watt

Flaschendurchmesser . 48 mm; Eintauchtiefe 120 mm

Sicherheit & Hygiene beim erwärmen von Babynahrung

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bj 2010

Leistung. 400 Watt

Flaschendurchmesser . 48 mm; Eintauchtiefe 120 mm

Sicherheit & Hygiene beim erwärmen von Babynahrung

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg



[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)  
[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile.            0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone  0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro        0049 40 3 61 61 - 256  
Fax.                0049 40 3 61 61 - 257

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

