



[BARKEY WARMING CENTER 3 DTM](#) [WÄRMESCHRANK](#)

SKU: CB022026

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Barkey warming center III DTM** ist ein **spezialisierte Wärmeschrank zur Temperierung von Infusionslösungen, Textilien und Tüchern in Kliniken und OP-Bereichen**. Er dient primär der Hypothermieprävention, indem er Verbrauchsmaterialien auf einer konstanten, materialschonenden Temperatur hält.

Technische Merkmale und Funktionen

Der Wärmeschrank ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und bietet ein hohes Maß an Sicherheit durch werkseitige Voreinstellungen.

- **Kapazität:** Bietet ein Volumen von **270 Litern** und verfügt über **9 Einlegeböden** zur flexiblen Lagerung.
- **Temperatursteuerung:** Die Temperatur ist werkseitig fest auf **+42 °C** eingestellt und kalibriert, um Fehlbedienungen auszuschließen. Eine digitale Anzeige zeigt die aktuelle Lufttemperatur im Innenraum an.
- **Sicherheit:** Das Gerät verfügt über ein elektronisches und mechanisches Alarmsystem bei Übertemperatur. Beim Öffnen der Tür schaltet die Umlufttemperierung automatisch ab.
- **Design:** Eine Glastür ermöglicht die visuelle Kontrolle des Inhalts, während eine energiebesparende Isolierung die Betriebskosten senkt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

