



## BAXTER AQUARIUS STATIONÄRES HÄMODIALYSEGERÄT

**SKU**: EB042024

<del>1.899,00 €</del> <u>1.404,00 €</u>

zzgl. Versandkosten



Categories: Nephrologie

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das Baxter Aquarius ist ein stationäres Hämodialysegerät, das in der Nephrologie zur Behandlung von Patienten mit chronischem oder akutem Nierenversagen eingesetzt wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Funktionen des Baxter Aquarius:

- Benutzerfreundlichkeit: Das Gerät ist so konzipiert, dass es einfach zu bedienen ist, mit einem intuitiven Touchscreen-Interface, das eine einfache Navigation durch die verschiedenen Einstellungen und Programme ermöglicht.
- 2. **Flexibilität**: Der Aquarius bietet verschiedene Dialysemodi, einschließlich konventioneller Hämodialyse, intermittierender Hämodialyse und Online-Hämodiafiltration. Dies ermöglicht eine Anpassung an die individuellen Bedürfnisse der Patienten.
- 3. **Präzise Überwachung**: Das Gerät verfügt über fortschrittliche Überwachungsfunktionen, die es ermöglichen, wichtige Parameter wie Blutdruck, Blutfluss und Dialysatfluss in Echtzeit zu überwachen. Dies trägt zur Sicherheit und Effektivität der Behandlung bei.
- 4. **Sicherheitsmerkmale**: Der Aquarius ist mit verschiedenen Sicherheitsmechanismen ausgestattet, um Komplikationen während der Dialyse zu minimieren. Dazu gehören Alarme für kritische Parameter und automatische Abschaltfunktionen.



- 5. **Integration**: Das Gerät kann oft in bestehende Krankenhausinformationssysteme integriert werden, was die Dokumentation und den Austausch von Patientendaten erleichtert.
- 6. **Wartungsfreundlichkeit**: Das Design des Geräts ermöglicht eine einfache Wartung und Reinigung, was in einer klinischen Umgebung wichtig ist.

Das Baxter Aquarius Hämodialysegerät wird häufig in Dialysezentren und Krankenhäusern eingesetzt und gilt als zuverlässige Lösung für die Behandlung von Patienten mit Niereninsuffizienz.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## **GALLERIE**







