



## [BAXTER THERMAX BLUTWÄRMER DOM 2021](#)

SKU: H092024

~~699,00 €~~ **589,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Baxter TherMax Blutwärmer ist ein medizinisches Gerät, das zur Erwärmung von Blutprodukten und intravenösen Flüssigkeiten vor der Transfusion oder Verabreichung an Patienten verwendet wird. Hier sind einige wichtige Merkmale und Informationen zu diesem Gerät, insbesondere in Bezug auf das Modell aus dem Jahr 2021:

1. **Funktion:** Der TherMax Blutwärmer ermöglicht eine kontrollierte Erwärmung von Blut und anderen Flüssigkeiten, um sicherzustellen, dass sie bei der richtigen Temperatur verabreicht werden. Dies ist wichtig, um Hypothermie bei Patienten zu vermeiden und die Verträglichkeit der Transfusion zu verbessern.
2. **Schnelle Erwärmung:** Das Gerät ist darauf ausgelegt, Blutprodukte schnell auf die gewünschte Temperatur zu bringen, was besonders in Notfallsituationen von Bedeutung ist.
3. **Einfache Bedienung:** Der TherMax Blutwärmer verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld, das eine einfache Einstellung der Temperatur und Überwachung des Erwärmungsprozesses ermöglicht.
4. **Sicherheitsfunktionen:** Viele Modelle sind mit Sicherheitsmechanismen ausgestattet, die eine Überhitzung verhindern und sicherstellen, dass die Temperatur innerhalb sicherer Grenzen bleibt.
5. **Kompakte Bauweise:** Der Blutwärmer ist oft so konzipiert, dass er wenig Platz benötigt und leicht transportiert werden kann, was ihn ideal für den Einsatz in verschiedenen klinischen Umgebungen macht.
6. **Hygiene:** Das Gerät ist in der Regel so konstruiert, dass es leicht zu reinigen und desinfizieren ist, um den hohen hygienischen Standards im Gesundheitswesen gerecht zu werden.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

