



## **B.BRAUN INFUSOMAT P FÜR ANÄSTHESIE UND INTENSIV MIT TROPFENZÄHLER**

**SKU:** BF082021

**699,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

**Der B.BRAUN Infusomat P** ist ein präzises Infusionsgerät speziell für Anästhesie und Intensivmedizin, das durch integrierten Tropfenzähler eine zuverlässige Dosierung sicherstellt. Seine kompakte Bauweise und intuitive Bedienung ermöglichen eine effiziente und sichere Medikamentenverabreichung im klinischen Alltag.



---

**Categories:** [Infusoren und Perfusoren](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Der **B.BRAUN Infusomat P** ist eine hochpräzise Infusionspumpe, speziell entwickelt für den Einsatz in der Anästhesie und Intensivmedizin. Dieses Gerät gewährleistet eine zuverlässige und exakte Medikamenten- und Flüssigkeitszufuhr, die in kritischen Versorgungssituationen unerlässlich ist.

Mit dem integrierten **Tropfenzähler** bietet der Infusomat P eine zusätzliche Sicherheitsebene, indem er die Tropfenrate kontinuierlich überwacht und somit die Genauigkeit der Infusion optimiert. Dies reduziert das Risiko von Fehlern bei der Dosierung und unterstützt das medizinische Personal bei der sicheren Patientenversorgung.

### **Wesentliche Merkmale und Vorteile:**

- **Präzise Infusionssteuerung:** Ermöglicht die exakte Einstellung von Flussraten, um individuell auf den Patienten abgestimmte Therapiepläne umzusetzen.
- **Integrierter Tropfenzähler:** Sichert eine kontinuierliche Überwachung der Tropfenanzahl und verhindert



Fehldosierungen.

- **Intuitive Bedienoberfläche:** Das benutzerfreundliche Display und die klar strukturierten Bedienelemente erleichtern den Einsatz auch in hektischen Situationen.
- **Robustes Design:** Für den anspruchsvollen klinischen Alltag konzipiert, widersteht das Gerät den Belastungen im Anästhesie- und Intensivbereich.
- **Vielfältige Sicherheitsfunktionen:** Alarmfunktionen bei Verstopfung, Luft im Schlauch oder Batteriestand sorgen für zusätzliche Patientensicherheit.
- **Flexibilität:** Kompatibel mit verschiedenen Infusionssets und Flüssigkeiten, angepasst an die vielfältigen Bedürfnisse der Intensiv- und Anästhesieversorgung.

Der B.BRAUN Infusomat P unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, eine präzise und sichere Infusionstherapie durchzuführen, was besonders in kritischen Situationen von großer Bedeutung ist. Durch die Kombination aus moderner Technologie und einfacher Handhabung trägt das Gerät maßgeblich zur Optimierung der Patientenversorgung bei.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

