



BD CARFUSION ALARIS GH GUARDRAILS PLUS SPRITZENPUMPE

SKU: GN072025

BD Carfusion Alaris GH Guardrails plus Spritzenpumpe ist ein hochpräzises Infusionsgerät, das durch integrierte Guardrails-Technologie die sichere und kontrollierte Medikamentenverabreichung gewährleistet. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Handhabung und zuverlässige Dosierung in klinischen Umgebungen.



Categories: [Unkategorisiert](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

